

产品信息

Vero

非洲绿猴肾细胞 (CellCook cat: CC9502)

- 形态特征：上皮细胞样
- 生长特征：贴壁
- 种属：非洲绿猴
- 组织来源：肾
- 疾病：自发永生化

规格及存储

常规出库：

T25培养瓶， 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库：

同批次2管， 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

MEM(CellCook cat:CM2015,或同配方) 10%胎牛血清
(CellCook cat:CM1002L,或更高级别) 添加剂:1X 非必需氨基酸
(CellCook cat:CM1008S/L)

推荐培养试剂

基础培养基：

MEM(CellCook cat:CM2015,或同配方)

血清：

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂：

1X 非必需氨基酸(CellCook cat:CM1008S/L)

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC9502M\)](#)

传代比例：1:3传代 (培养面积比)

传代方式：消化2-3分钟

换液频率：2~3天换液1次

倍增时间：\

冻存液配方：MEM+10%FBS+1X 非必需氨基酸
+10%DMSO

难度等级：+

培养要点：暂无

特征特性：Vero细胞株是日本千叶大学的Yasumura Y和Kawakita Y从正常成年非洲绿猴的肾脏组织中分离建立的。该细胞常作为转染宿主，用于支原体的检测。

STR位点信息：

